



Zentrum für Stoffwechseldiagnostik
Reutlingen GmbH

Patientendaten:

Einsender (Postanschrift, Station):

Diagnostik durch Wissen
Kompetente Beratung
Notfall-Diagnostik
Tandem-Massen-
Spektrometrie (TMS)
MULTISCAN

Spontanurin ☐

Serum/Plasma ☐

Trockenblut ☐

Sonstiges: ☐

Abnahmedatum: _____

Kassenpatient: ☐

Privatpatient: ☐

stationär: ☐

ambulant: ☐

Leistungsanforderung: Therapiemonitoring

X

Grunderkrankung:

PKU / HPA ☐

Cobalamin C/D ☐

HMG-CoA-Lyase ☐

Biotinidase ☐

Argininosuccinat-Lyase ☐

Tyrosinämie ☐

Argininämie / Citrullinämie / OTC ☐

MSUD ☐

PA / MMA ☐

IVA ☐

SLOS ☐

☐

☐

☐

☐

Besonderheiten (Infekt, Erbrechen o. Ä.) _____

Medikamente (Dosierung): _____

Ergebnisübermittlung an: _____

Datum _____

Unterschrift _____

zfs
Zentrum für
Stoffwechseldiagnostik
Reutlingen GmbH

Postanschrift:
Postfach 1964
D-72709 Reutlingen
(Germany)
phone : +49-7121-92948-0
fax: +49-7121-92948-21

Besuchsanschrift
Wörthstraße 47
D-72764 Reutlingen

Geschäftsführender
Gesellschafter, Laborleiter
Dr. rer. nat. Herbert Korall
HRB 352805, Stuttgart

Wissenschaftlicher Berater:
Dr. G. Frauendienst-Egger



**zfs – Zentrum für Stoffwechseldiagnostik
Reutlingen GmbH**

Postfach 1964

72709 Reutlingen

Diagnostik durch Wissen

Kompetente Beratung

Notfall-Diagnostik

Tandem-Massen-

Spektrometrie (TMS)

MULTISCAN

Ablauf Therapiemonitoring mittels Trockenblutkarte

- Probengewinnung zu einem festgelegten Zeitpunkt, Wichtig: Immer gleicher Abstand zur letzten Mahlzeit.
- Idealerweise Kapillarblut aus der Ferse oder Fingerbeere. Wenn ohnehin venöses Blut abgenommen werden muss kann venöses Blut **ohne jegliche Zusätze direkt nach der BE** aufgetropft werden, um eine zusätzliche Punktion zu vermeiden.
- Ein Tropfen Blut je Testkreis, bitte auf vollständiges Durchtränken der Karte achten (gleiche Größe des Blutflecks auf Vorder- und Rückseite, min. 5 mm Durchmesser. Bei ungenügender Blutmenge neuer Versuch an anderer (!) Stelle, nie mehrmals auf dieselbe Stelle tropfen!
- Die Testkarte 3-4 Stunden flach liegend an der Luft trocknen lassen, dabei bitte unbedingt vermeiden:
 - 1.) direkte Sonneneinstrahlung,
 - 2.) das Berühren der Testkreise vor und nach der BE,
 - 3.) den Einsatz künstlicher Wärmequellen (Fön, Lampe o. ä.).
- Versand der getrockneten Karte **ohne weitere Verpackung** in einem normalen Briefumschlag **zusammen mit einem Laborauftragsschein** (Muster 10) an o. a. Adresse.
- Sie werden von uns benachrichtigt, sobald das gesicherte Ergebnis vorliegt.